

## DENEY 16: INFRARED (KIRMIZI ÖTESİ) ABSORPSİYON SPEKTROSKOPİSİ (IR)

IR Spektroskopisi, moleküllerin, elektromanyetik spektrumun görünür bölge ile mikrodalga bölgeleri arasındaki bölgede kendilerine özgü dalga boyalarında absorpsiyon yapma özelliklerine dayanır. IR bölgesi yakın IR, orta IR ve uzak IR bölgeleri olmak üzere üç kısımda incelenebilir.

	Yakın IR	Orta IR	Uzak IR
Frekans (cm <sup>-1</sup> )	14300-4000	4000-650	650-200
Dalga Boyu (mm)	0,7-2,5	2,5-15	15-100

Bir IR spektrumu, dalga sayısına karşı geçirgenliğin grafiğe alınmasıyla elde edilir. Dalga sayısı frekansla doğru orantılıdır. Bundan dolayı da IR de, frekans, yaygın bir şekilde dalga sayısıyla eş anlamlı olarak kullanılmaktadır.

$$v = \frac{c}{\lambda}, \quad \bar{v} = \frac{1}{\lambda}; \quad v \propto \bar{v}$$

IR spektroskopisi organik kimyacılardan kullanılan spektroskopik tekniklerin en ucuzu ve en hızlısıdır. Örnek hazırlama kolaydır. Optik izomerlerin dışında hiç bir bileşigin IR spektrumu birbirinin aynı değildir. Bu teknikle nicel analiz de yapılabilmesine rağmen genellikle nitel uygulamalar için kullanılır.

### Genel Bilgiler

Kuantlaşmış titreşim enerji düzeyleri arasındaki enerji farkı IR bölgesinde karşılık gelir. Frekansları titreşim frekansına uygun ışık kaynakları bu titreşimleri uyarabilir. Yani, ışık kaynağı tarafından yayılan uygun frekanstaki ışınlar moleküldeki titreşim enerji seviyelerine absorplanabilir. Bir molekülün IR ışınının absorplayabilmesi için, titre-


şim hareketi sırasında dipol momentinde bir değişimin olması gerçektir.

Bir titreşim sırasında çekirkedekler arası uzaklıklar değişikçe ışının elektriksel alanı ile etkileşebilecek bir elektriksel alan oluşur. Eğer ışının frekansı moleküle ait bir titreşim frekansıyla uyuşursa bir enerji aktarımı gerçekleşir. Bu da IR ışının absorpsiyonu demektir.  $O_2$ ,  $N_2$ ,  $Cl_2$ , gibi bazı moleküllerde titreşim hareketi sırasında net bir dipol momenti değişimi olmaz. Bundan dolayı bu tür bileşikler IR spektroskopisiyle incelenemezler.


### Moleküller ve Titreşim Çeşitleri

Titreşimler genel olarak iki grupta incelenbilir:

1- İki atom arasındaki bağ ekseni boyunca yalnızca atomlara arasındaki uzaklığın değiştiği **gerilme** titreşimleri



Asimetrik gerilme




Simetrik gerilme


2- İki bağ arasındaki açılardan en az birinin değiştiği **eğilme** ve **şekil değiştirme** titreşimleri




Makaslama



Sallanma



İleri geri \* eğilme



Bükülme\*

- \* (+) Kağıt düzleminden size doğru çökken ok yönünü,
- (-) ise kağıt düzlemini delen bir ok yönünü göstermektedir.

Bir bağın gerilme titreşimlerine karşılık gelen IR absorpsiyonu bandı, aynı bağın eğilme titreşimlerine karşılık gelen absorpsiyon bandından daha yüksek frekanslardadır.

### **Titreşim Frekansları**

IR spektrumlarında absorpsiyon çizgilerinin yeri harmonik osillatörlerin mekanik teorisiyle tahmin edilebilir. Bu teori Hooke Kanunu olarak bilinmektedir. Hooke Kanunu salınımları frekansı ile atomik kütleyeler ve bağların kuvvet sabitleri arasındaki ilişkiyi gösterir.

$$\nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{\mu}}$$

Bu formülde;


$\nu$  = titreşim frekansı ( $s^{-1}$ )

$k$  = bağ kuvveti sabiti (din/cm)


$\mu$  = indirgenmiş kütleye  $[(m_1 \cdot m_2)/(m_1 + m_2)]$

$m_1, m_2$ , 1 ve 2 atomlarının kütlesi (g)


Bir moleküldeki atomlar öteleme, dönmeye ve titreşim olmak üzere üç tür hareket yaparlar. Bir molekülün serbestlik derecesi, tek tek atomlarının serbestlik derecelerinin toplamı kadardır. Moleküldeki atomun yerini moleküldeki diğer atomlara göre tanımlamak için kartezyen koordinatlarını (x, y, z) göz önüne almak gereklidir.



O halde  $n$  tane atoma sahip bir moleküldeki serbestlik derecesi  $3n$  olmalıdır. Doğrusal olmayan moleküllerde serbestlik derecelerinin üç eksenler boyunca ötelemeye, üç eksenler etrafında dönmeye ve geriye kalan serbestlik derecesi sayısı ( $3n-6$ ) da titreşimleri belirler. Doğrusal moleküllerde dönmeye karşılık gelen serbestlik derecesi, bağ eksenini boyunca dönme yasak olduğundan iki tanedir. Bu durumda titreşim serbestlik derecesi ( $3n-5$ ) olacaktır. Örneğin  $H_2O$  molekülü açısal bir yapıya sahiptir. Serbestlik derecelerinin toplamı ( $3n$ ) 9 dur. Bunların üçü öteleme, üçü dönme ve diğer üçü ( $3 \times 3-6$ ) da titreşim harketlerine karşılık gelmektedir.



Öte yandan  $CO_2$  molekülü doğrusaltır.  $(3 \times 3-5) = 4$  temel titreşimin olması beklenir.



Burada, simetrik gerilme titreşimde molekülde net bir dipol momenti değişimi olmayacağı için bu titreşim IR aktif değildir.

Temel titreşimlerin teorik sayısı ender olarak gözenir. Gözlenen bandların sayısı, bazen overtonlar (belli bir frekansın katları) ve iki ayrı titreşimin toplamı veya farkına karşılık gelen bandlar tarafından artırılır. Bazı durumlarda ise teorik olarak beklenen band sayısından daha az sayıda band gözlenmektedir.

1- Molekülde, net bir dipol değişimine sahip olmayan temel titreşimlerin bulunması,

2- Bazı temel titreşimlere karşılık gelen frekansların ölçülen bölge ( $4000 \text{ cm}^{-1}$ - $400 \text{ cm}^{-1}$ ) içine düşmemesi,


3- Bazı temel bandların şiddetlerinin görülemeyecek kadar zayıf olması veya bir titreşim bandının çok kuvvetli bir titreşim bandı tarafından örtülmesi,

4- Bir kaç titreşim bandının aynı enerjili olması veya çakışması halinde teorik band sayısında azalma olacaktır.

Gözlenen titreşim türlerinin sayısını etkileyen bir diğer faktör, molekülün içinde bulunduğu çevredir. İncelenen örneğin kristal örgü içerisinde bulunması çevre etkisini daha belirgi hale getirir. Sulu çözeltide tetrahedral yapıda bulunan ( $\text{SO}_4^{2-}$ ) sülfat iyonlarının, jips kristalinde tetrahedralliği bozulmuş, titreşimlerinin dejeneresi önlenmiştir.  $3n-6=9$  titreşim beklenirken 18 titreşim bandı görülür (serbest  $\text{SO}_4^{2-}$  iyonunda ise dejenerasyon sonucu yalnızca 4 titreşim bandı gözlenmektedir).

### **Molekül Yapısının IR Absorpsiyonuna Etkileri**

1- Konjugate yapı etkisi: Konjugate kromofor gruplar absorplama frekansını  $25-30 \text{ cm}^{-1}$  düşürürler.





C = C gerilmesi

1647  $\text{cm}^{-1}$

C = C gerilmesi

1623  $\text{cm}^{-1}$



C = O gerilmesi


1710  $\text{cm}^{-1}$

C = O gerilmesi

1685  $\text{cm}^{-1}$

2- Hidrojen bağlarının etkisi: Fonksiyonel grupların hidrojen bağları yapmaları absorplama frekanslarını düşürür. Absorpsiyon bandları daha genişler ve daha belirginleşir. Moleküller arası hidrojen bağlarının IR spektrumundaki etkisi, çözeltilerin sıvırlımlılarla ile minimum hale getirilebilir.

3- Kümüle etki: Kümüle bağlar absorplama frekansını yükseltir.




C = C gerilmesi

1650  $\text{cm}^{-1}$


C = C gerilmesi

1950  $\text{cm}^{-1}$


4- Halka geriliminin etkisi: Eksosiklik çift bağlıda C = C gerilim frekansı halka gerilimi artukça artar.



1661  $\text{cm}^{-1}$




1657  $\text{cm}^{-1}$




1750  $\text{cm}^{-1}$

5- Sterik gerilim etkisi: C = C bağlı etrafındaki büyük gruplar absorplama frekansını düşürür.



$1652 \text{ cm}^{-1}$




$1621 \text{ cm}^{-1}$

## IR SPEKTROMETRESİ

Bir IR spektrometresi ışık kanağı, monokromatör ve detektör olmak üzere üç ana kısımdan oluşur.

Hemen hemen bütün IR spektrometrelerinde kaynaktan çıkan işinlar küresel aynalar yardımıyla ikiyc ayrılarak yarısı numuneten, öteki yarısı ise referanstan (genellikle hava) geçirilir. Referans işini ve numunededen çıkan işin monokromatörde dalga boylarına ayrılarak detektör üzerine düşer ve elektrik sinyaline çevrilir.



Şekil 16.1. Bir Çift-Işın Yollu IR Spcktrometresi

**IR Işık Kaynakları:** IR ışık kaynakları, 1500 ila 2000 K arasında elektriksel olarak ısıtıldıklarında IR bölgesinde ışma yapan incit katalardır. En çok kullanılan kaynaklar;

Nernst glower (nadir toprak elementlerinin oksitlerinden yapılmış, 1-2 mm çapında ve yaklaşık 20 mm uzunluğunda bir silindir)

Globar (5 cm uzunluğunda ve 0,5 cm çapında bir silisyum karbur çubuk)

Çeşitli seramik maddeler (ışık şiddeti daha az, fakat uzun ömürlü)

**Monokromatörler:** Monokromatör olarak hem prizma hem de şebekeler (gratings) kullanılabilir. Cam ve kuartz, IR bölgesindeki ışığı iyi geçirmediğinden (kuartz, yakın-IR bölgesi için uygun) fakat diğer bölgelerde geçirgen değildir) prizma ve mercek gibi optik yapımda, bu bölgede geçirgen olan bazı kristal tuzlar kullanılır. Sodyum klorür kristalleri en uygun prizma malzemeleridir, fakat 20  $\mu$  ötesinde kuveetli absorpsiyon yapar ve bu bölgede kullanılamaz. Potasyum bromür ve sezyum bromür kristalleri uzak-IR bölgesi için tercih edilebilir.

IR bölgesindeki monokromatör olarak şebekeler (grating) kullanımı daha üstündür ve yüksek frekanslarda ayırma güçleri daha iyidir.

**Dedektörler:** IR fotonlarının düşük enerjili ve kullanılan ışık kaynaklarının da düşük şiddeti olması IR ışınlarının ölçülmesini güçlendiren başlıca faktörlerdir.

İsinin ısı etkisine dayalı termal dedektörler ve yarı iletken kristallerden yapılan fotoiletkenlige dayalı dedektörler kullanılmaktadır. En çok kullanılan termal dedektörler; termokapıllar, balometreler ve Golay hücreleridir.

## NUMUNE HAZIRLAMA

Gaz, sıvı, katı veya bir çözeltinin IR spektrumunu almak mümkündür. IR spektroskopisinde numune hazırlama oldukça önemlidir ve

numune alma tekniği spektrumu alınacak örneğin sıvı, katı veya gaz olmasına göre değişir. Bir spektrum alınırken hangi tekniğin kullanıldığı belirtilmelidir.

**Gazlar:** Gazların veya kaynama noktası düşük sıvıların spektrumları, numunenin boş bir hücreye genleştirilmesiyle alınabilir. Bir çok bileşigin buhar basınçlarının istenilen ölçüde yüksek olmaması bu numune hazırlama tekniğinin kullanım alanını sınırlamaktadır. Bu teknik daha çok sanayide baca gazlarının analizlerinde kullanılır.

**Sıvılar ve Çözeltiler:** Saf sıvılar iki geçirgen levha arasına 0,01 mm veya daha ince bir film halinde sıkıştırılarak hazırlanır. Bu işlem için 1-10 mg numune yeterlidir ve NaCl, AgCl gibi levhalar kullanılabilir.

Çözeltiler ise geçirgen pencereleri olan 0,1-1 mm kalınlıktaki hücrelere konur. Spektrum için gerekli numune derişimi % 0,1 - % 10 arasında olmalıdır. Saf çözücü içeren ikinci bir hücre referans işının yoluna yerleştirilerek çözücünün spektrum üzerinde etkisi giderilir.

Seçilen çözücü nem içermemeli ve ilgililenen bölgede oldukça geçirgen olmalıdır. Yaygon olarak kullanılan bazı çözüçüler ve geçirgen olmadıkları bölgeleri aşağıda verilmiştir.

Çözücü	Geçirgen olmadığı bölgeler (cm-1)	
CCL <sub>4</sub>	700-850	
CS <sub>2</sub>	1400-1600	2100-2200
CHCl <sub>3</sub>	600-820	1175-1250
C <sub>2</sub> Cl <sub>4</sub>	750-950	
Benzen	600-750	3000-3100
Aseton	110-1850	2800-300
DMS		900-1100

**Katılar:** Uygun bir çözücü olmayan katı numuneler peltc, KBr diskler veya filmler halinde incelençbilir.

Pelteler, 2-5 mg katı numunc öğütülüp bir damla yağ ile ezilerek hazırlanır. Elde edilen peltc, iki geçirgen tuz levha arasında sıkıştırılarak spektrumu alınır. Peltenin hazırlanmasında en çok kullanılan yağ (ağır hidrokarbon yağı) Nujol'dur.

KBr diskinin hazırlanması için 0,5 - 1,0 mg numunc yaklaşık 100 mg toz haline getirilmiş kuru KBr ile karıştırılabilir. Havası emilebilen preslerde, bir kaç ton basınç altında tablet haline getirilir.

Katı filmler ise, çözücü ucuu olan bir numunc çözeltisinin NaCl levha üzerinde damla damla buharlaştırılması ile elde edilir. Polimerlerin ve bazı yağimsı maddelerin spktrumları bu yolla alınabilir.

## NİTEL ANALİZ VE YAPI TAYİNİ

Bir maddenin IR spektrumu o maddedeki fonksiyonel grupların belirtilmesinde önemli rol oynar. Her bir grubun tayini o gruba özgü titreşim frekansı ile sağlanır. Organik ve inorganik bileşiklerde bulunan bir çok fonksiyonel grup ve atomların absorpsiyon bölgelerinin tanınması amacıyla oldukça fazla korlasyon tablosu hazırlanmıştır.

Bir IR spektrumundaki bölgeler başlıca üç grupta incelençbilir:

- |                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1- Fonksiyonel grup bölgesi | 4000-1300 cm <sup>-1</sup> |
| 2- Parmak izi bölgesi       | 1300-910 cm <sup>-1</sup>  |
| 3- Aromatik bölge           | 910-650 cm <sup>-1</sup>   |

-OH, -CH, -NH, -SH, -C=O, C=C-H ve C≡C-H gibi yapı tayininde önemli bir çok fonksiyonel grubun karakteristik pikleri "fonksiyonel grup bölgesi"ne düşer. Parmak izi bölgesi ise oldukça karışık fakat IR spektrumunda, o bileşliğin "parmak izi" gibidir. Yalnızca kenarlarına aittir.

Bilinmeyen bir bileşliğin IR spktrumundan yapısının araştırılması aşağıda şekilde yapılabilir.

1- Karbon iskeletinin tanınması: C-H ve çeşitli C-C bağı gerilme frekansları yardımıyla bileşliğin alkan, alken, alkin veya aromatik oluşu belirlenir.

2- Fonksiyonel grupların araştırılması: C=O, -C-O, N-H, O-H, C≡N gibi önemli fonksiyonel gruplar belirlenir.

Spektrum bir bütün olarak incelenmeli, her absorpsiyon pikinin yorumu önerilen yapıyı destekleyici nitelikte olmalıdır. Spektrum çözümünde kullanabileceğiniz önemli grup frekansları ( $\text{cm}^{-1}$ ) aşağıda tablo halinde sunulmuştur.

### Çözücü

2800-2900	Nujol
1500-1300	Nujol

### Metil ve metilen

2990-2850	-CH <sub>3</sub> ve -CH <sub>2</sub> -
1475-1450	asimetrik eğilme ve makaslama
1375	simetrik eğilme
1385-1370	gem-dictil dublet (ve t-bütil)
720	4 karbondan daha büyük zincirler için
743-734	propil zinciri
790-770	etyl zinciri

### Alkenler

3080	=CH <sub>2</sub> asimetrik gerilme
3020	=CHR asimetrik gerilme
1645	RCH=CH <sub>2</sub>
1655	R <sub>2</sub> C=CH <sub>2</sub>

1660	cis RCH = CHR
1675	trans RCH = CHR
1670	$R_2C = CHR$ ve $R_2C = CR_2$

### Halkalı Bileşikler

3103	siklopropan asimetrik gerilme
3024	siklopropan simetrik gerilme
3056-2990	epoksitler
1250	epoksit, simetrik halka gerilmesi
950-890	epoksit, asimetrik halka gerilmesi

### Alkinler

3315-3270	$\equiv C - H$
2260-2210	$C \equiv C$ Internal
2140-2100	$C \equiv C$ External

### Nitriller

2300-2200	$C \equiv N$ gerilmesi
-----------	------------------------

### Aromatik Hidrokarbonlar

3100-3000	C-H asimetrik gerilme
2000-1650	benzen sübstiyon bölgesi
770-730	monosübstitülc benzenler
710-690	monosübstitüe benzenler
770-735	oro-sübstitülc benzenler
810-750	meta-sübstitülc benzenler
710-690	meta-sübstitüe benzenler
860-800	para-sübstitülc benzenler

## Karboniller

1900-1580	karbonil grupları
1720-1700	ketonlar
1740-1720	aldehitler
1680-1660	doymamış ketonlar
2900-2700	aldehit C-H gerilmesi
1625	$\beta$ -diketonlar

## Karboksilik asitler

2700-2500	-OH dimer piki
1420	COOH'da C-O gerilmesi
1300	COOH'da C-O gerilmesi
935	-OH (COOH'de düzlem dışı eğilme)

## Esterler

1750-1740	ester C = O gerilmesi
1280-1000	ester C - O gerilmesi
1200	metil ester, triplet

## Akkoller

3639-3633	birincil alkoller (scyreltik)
3625-3620	ikincil alkoller (scyreltik)
3619-3611	üçüncü alkoller (scyreltik)
3611-3603	aromatik alkoller (scyreltik)
3500-3450	alkol (dimer)
3400-3200	alkol (polimer)
~ 1140-1090	ikincil ve üçüncü alkoller
1065-1015	halkalı alkoller
1060-1025	birincil alkoller

### Aminler

3500-3300	birincil aminler (doublet)
3500-3300	ikincil aminler (singlet)
1650-1590	N-H birincil amin deformasyonu
1650-1510	N-H ikincil amin deformasyonu
1360-1250	aromatik aminler
1280-1180	aromatik aminler
3000-2200	amonyum bandı
2820-2760	N-metil aminler

### Amidler


1715-1650	amid karbonili (amid, I. band)
1670-1640	amid, II. band

### Klorürler


760-540	C-Cl gerilmesi
---------	----------------

Örnek olarak verilen spektrumları yorumlayınız ve daha sonra diğer spektrumların çözümüne geçiniz.


## ÖRNEKLER VE PROBLEMLER




Anilin



Benzoik asit,  $\text{CCl}_4$  içinde konsantrasyonlu çözeltisi



$C_7H_7Cl$



$C_4H_{10}O$